

# بیوشیمی

## مقدمات. قند.

روز اول  
۹۸/۴/۲۵

### اهداف آزمایش:

۱. آشنایی با کلیات آزمایشگاه بیوشیمی از جمله اصول کروماتوگرافی، اسپکتروسکوپی و آنزیم‌شناسی
۲. آموزش انجام تست‌های کیفی قندها
۳. کار با میکروپیپت
۴. آموزش اندازه‌گیری غلظت گلوکز با روش آنزیمی

زمان آزمایش: ۱۲۰ دقیقه

طراح آزمایش: الهام پرند



این فایل به منظور آموزش عملی دانش‌پژوهان المپیاد زیست‌شناسی ایران گردآوری شده است.

## کروماتوگرافی | اسپکتروسکوپی | آنزیم‌شناسی | تشخیص نقص آنزیمی در مسیر پنتوز فسفات | اندازه‌گیری گلوکز ادرار

هدف اولیه در تحقیقات بیوشیمی درک طبیعت مولکول‌های طبیعی است. جزئیات مولکولی فرایندهای بیولوژیک در صورتی به درستی درک میشوند مولکول‌های در حال واکنش جداسازی و شناسایی گردند. پس با پیشرفت تکنیک‌های جداسازی و شناسایی ماکرومولکول‌ها درک مکانیسم‌های زیستی نیز افزایش مییابد. روش‌هایی برای آزمایشگاهی شامل بخش‌های جداسازی همچون الکتروفورز و کروماتوگرافی، دیالیز و سانتریفیوژ و روش‌های شناسایی کمی و کیفی است که می‌توانند به روش‌های اسپکترومتری وابسته باشد. در اینجا چند تکنیکی که ممکن است با آن روبرو شوید به طور خلاصه توضیح داده شده است.

### کروماتوگرافی

یکی از مهمترین تکنیک‌های جداسازی و تخلیص بیومولکول‌هاست. میخائیل تسویت در سال ۱۹۰۲ طی جدا جداسازی و شناسایی رنگدانه‌های کلروپلاست موفق به ساخت اولین ستون کروماتوگرافی جهت جدا سازی شد. در حال حاضر پس از صد سال کروماتوگرافی به عنوان یک روش جداسازی و تخلیص انواع مولکول‌ها در فرم‌های مختلف گسترش یافته در عین حال به صورت گسترده به عنوان یک ابزار آنالیتیکی برای اندازه‌گیری ویژگی‌های بیوفیزیکی و مقداری مولکول‌ها استفاده می‌شود.

روشهای کروماتوگرافی را می‌توان ابتدا بر حسب ماهیت فاز متحرک و سپس بر حسب ماهیت فاز ساکن طبقه‌بندی کرد. فاز متحرک ممکن است گاز یا مایع و فاز ساکن ممکن است جامد یا مایع باشد. بدین ترتیب فرآیند کروماتوگرافی به چهار بخش اصلی تقسیم میشود. هر یک از این بخشها نیز انواع مختلفی دارد:

#### ۱. کروماتوگرافی مایع - جامد

- کروماتوگرافی جذب سطحی
- کروماتوگرافی لایه ی نازک
- کروماتوگرافی تبادل یونی
- کروماتوگرافی ژلی

#### ۲. کروماتوگرافی گاز - جامد

#### ۳. کروماتوگرافی مایع - مایع

- کروماتوگرافی تقسیمی
- کروماتوگرافی کاغذی

#### ۴. کروماتوگرافی گاز - مایع

- کروماتوگرافی گاز - مایع
- کروماتوگرافی ستون مؤین

کروماتوگرافی گروه گوناگون و مهمی از روشهای جداسازی را شامل میشود. روشهای کروماتوگرافی می‌توانند جداسازی‌هایی را که به روشهای دیگر خیلی مشکل هستند را به انجام برسانند. زیرا اختلاف جزئی موجود در رفتار جزئی اجسام، در جریان عبور آنها از یک سیستم کروماتوگرافی چند برابر می‌شود. هر چه این اختلاف بیشتر شود، قدرت جداسازی بیشتر و برای انجام جداسازی نیاز کمتری به وجود اختلافات دیگر خواهد بود.

- یکی از مزایای برجسته‌ی روشهای کروماتوگرافی این است که آنها آرام هستند. به این معنی که احتمال تجزیه‌ی مواد جدا شونده به وسیله‌ی این روشها در مقایسه با سایر روشها کمتر است.
  - مزیت دیگر روشهای کروماتوگرافی این است که تنها مقدار بسیار کمی از مخلوط برای تجزیه لازم است. به این علت، روشهای تجزیه‌ی مربوط به جداسازی کروماتوگرافی میتوانند در مقیاس میکرو و نیمه میکرو انجام گیرند.
  - روشهای کروماتوگرافی ساده، سریع و وسایل مورد لزوم آنها ارزان هستند.
- در ابتدا را کروماتوگرافی روش‌های ساده‌تری مانند کروماتوگرافی کاغذی و لایه نازک امتحان می‌شوند. در صورتی که با این روشها مستقیماً قادر به جداسازی باشند، جداسازی باید به وسیله‌ی آنها صورت گیرد.

## اسپکتروسکوپی


علم بررسی اثر متقابل نور با ماده است بدون در نظر گرفتن تغییر شیمیایی حاصل آن است. به طور کلی در طیف سنجیها سه نوع برهم کنش بین ماده و نور است:

۱. جذب (Absorption): مانند IR, visible-UV, CD

۲. نشر (Emission): مانند فلورسانس و فسفرسانس

۳. پراکندگی (Scattering): مانند DLS

در تمام دستگاههای اسپکترومتر یک شمای کلی معین دارد.



## دستگاه UV-Visible

در دستگاه UV-Visible یک لامپ تنگستن برای تامین نور در ناحیه visible (400-800 nm) و لامپ دوتریوم تامین نور UV (190-400 nm) وجود دارد. پس رنج دستگاه UV-Visible (190-800 nm) را اندازه گیری می کند.

کروموفور در UV-Visible مربوط به انتقالات  $\pi \rightarrow \pi^*$  است. هر ماده با پیوند  $\pi$  که بتواند با نور در محدوده (190-800) کروموفور این دستگاه می تواند باشد.

جنس سل می تواند کوارتز، شیشه و پلاستیک باشد که نوع آن بسیار مهم است چرا که با جذب یک سری نورها موجب خطا در آزمایش می گردد. بهترین جنس سل کوارتز می باشد چون که نور Visible و نور UV را جذب نمی کند. عامل مهم دیگر در رسیدن نور به جسم ضخامت سل می باشد که می تواند نوری که به دستگاه میرسد را تغییر بدهد. مسئله دیگری که بر جذب تاثیر میگذارد شفافیت محلول است چرا که وجود کدورت و رسوب در محلول میتواند خطا ایجاد کند.

به طور کلی به نمودارهای حاصل از اسپکتروفوتومتریها را طیف spectrum می گویند. به شرط اینکه محور افقی  $\lambda$  و محور عمودی هر پارامتر فیزیکی که دستگاه اندازه گرفته باشد، است.

## تعیین رابطه جذب


مطابق قانون لامبرت جذب یک نمونه به طور مستقیم به ضخامت (طول مسیر) متناسب است. و مطابق قانون بیر، میزان جذب با غلظت نمونه متناسب است.

از ترکیب این دو، قانون بیر-لامبرت بدست می آید که بیانگر ارتباط جذب با ضخامت نمونه و غلظت آن است.

$$\epsilon c l = \text{Abs}$$

**ضریب خاموشی.** ضریب جذب مولی  $\epsilon$  وجه مشخصه ماده است که به کمک آن می توان مواد را شناسایی کرد و یا صحت سنتز ماده را محاسبه می کنند.

اگر نمودار تغییرات جذب ماده را در طول موج مختلف رسم کنیم منحنی بدست می آید که به آن طیف (spectrum) میگویند در اسپکتروم هر ماده ای یک وجود دارد که مشخصه ذاتی ماده است.



پرسش. برای تعیین  $\epsilon$  یک ماده چه باید کرد؟

## کاربردهای اسپکترومتری UV-Visible در بیولوژی

شناسایی ماکرومولکول ها ( از روی  $\lambda_{\max}$  و  $\epsilon$  )

تعیین غلظت دقیق مواد. در بیولوژی گاه احتیاج است که محلولی با غلظت کمتر از بسازیم. با داشتن  $\epsilon$  ترکیب و از روی جذب می توان غلظت دقیق ماده را مشخص کرد.

مطالعه تغییرات ساختاری در پروتئین به علت تغییر شرایط محیطی. برای بررسی اثرات تغییراتی همچون PH، دما، دارو، دناتورانت می توان طیف جذبی پروتئین را به تنهایی و در حضور شرایط محیطی خاص سنجید و میزان تغییرات را بررسی کرد.

نکات مهم در کار با UV-Visible:

۱. مقدار ماده مورد نیاز برای کار با دستگاه (mm- $\mu$ m) است پس بسیار مقرون به صرفه است.
۲. رنج غلظت محاسبه شده باید بین ۰.۰۲-۱ باشد پس اگر جاب کمتر از ۰.۲ باشد احتمال خطا و اثرات محیطی زیاد می شود.
۳. محدوده طول موج انتخابی باید بین (۸۰۰-۱۸۰) باشد
۴. هر گاه داخل کووت مخلوط چندماده داشته باشیم جذب خوانده شده مجموع جذب چند ماده است:

$$Abs = \epsilon c l + \epsilon c l + \epsilon c l + \dots$$

پرسش. در مخلوطی از پروتئین های کاتالاز و DNA جذب مخلوط در ۲۶۰nm مقدار ۰.۲ و در ۲۸۰nm مقدار ۰.۴ خوانده شده است با فرض داشتن جدول مقابل مطلوب است غلظت کاتالاز و DNA موجود در سل.

$\epsilon_{280}$	$\epsilon_{260}$	
۱۲	۰.۱	کاتالاز
۰.۵	۱۰	DNA

## آنزیم شناسی


یکی از جنبه های مهم مطالعه زیست شناسی بررسی آنزیم ها به عنوان کاتالیزورهای طبیعی است که امکان انجام بسیاری از فرایندهای زیست شناسی تحت یک شرایط ملایم سلولی را فراهم میسازند و بخش مهمی از مسیرهای سیگنالینگ و متابولیک سلولی به حساب می آیند. همچنین هرگونه تغییر الگوی آنزیم ها می تواند منجر به بیماریهای زیادی گردد. لذا مطالعه آنزیم اطلاعات بسیار مهمی ما می دهد. مطالعه آنزیم ها به دلایل زیر انجام می پذیرد:

- برای تعیین میزان آنزیم موجود
- برای به دست آوردن اطلاعات در مورد ویژگی های کینتیکی آنزیم مانند  $V$  , km
- برای بررسی اثرات دما، PH، مهارکننده بر روی فعالیت آنزیم

## روش‌های مطالعه آنزیمی

روش‌های اسپکترومتریک روش‌هایی با حساسیت بالا، دقت بالا و ارزان قیمت برای بررسی آنزیم‌ها هستند. برای این منظور سوبسترا و یا محصول باید دارای یک جذب ماکسیمم باشند تا بتوان آن‌ها را بررسی نمود. در غیر این صورت می‌توان واکنش آنزیمی را با یک واکنش دیگری که توانایی تولید محصول با جذب مشخص دارد، همراه کرد.


روش‌های بیولومینسانس یک روش مطالعه برای آنزیم‌های بسیار حساس است و اصولاً برای بررسی واکنش‌هایی که ATP استفاده می‌کنند به صورت مکمل استفاده میشوند.




روش‌های ایمونوشیمی روش‌های دقیقی هستند که بر مبنای شناسایی آنزیم توسط آنتی‌بادی مونوکلونال صورت می‌پذیرد. که در واقع روش‌هایی بر مبنای روش الایزا هستند که توانایی شناسایی ایزوانزیم‌ها را هم از هم دارد.

## کینتیک آنزیمی

اگر نمودار فعالیت آنزیم نسبت به سرعت را رسم کنیم به معادله فوق می‌رسیم:




از آن جا که کار با یک نمودار سیگموئیدی کار دشواری است شکل نمودار فوق توسط لینیویر-برگ به صورتی مقابل نیز ارائه شده است که به صورت خطی می‌باشد و کار با آن بسیار آسان تر است.




$$\frac{1}{v} = \frac{K_M}{V_{\max} [S]} + \frac{1}{V_{\max}}$$

در تعیین کمی غلظت، منحنی استاندارد از طریق رقت سریالی غلظت مشخصی از ماده معلومی رسم میشود. در تهیهی رقت سریالی، چاهک اول بالاترین غلظت و به ترتیب غلظت در هر چاهک کاهش مییابد.




پس از انجام مراحل الیزا و خواندن جذب چاهکها نموداری بر اساس فاکتور رقت و میزان جذب رسم میشود، همانطور که ملاحظه میشود با کاهش غلظت (افزایش فاکتور رقت) جذب کاهش مییابد سپس جذب نمونه با منحنی استاندارد مقایسه میشود و میزان غلظت، براساس میزان جذب مشخص میشود.



## تشخیص نقص آنزیمی در مسیر پنتوزفسفات


در این تست سرم ۴ فرد مختلف در اختیار شما قرار داده می شود با انجام تست های تشخیصی کیفی قندها و با توجه به نوع قند احتمالی موجود در لوله تشخیص دهید کدام آنزیم مسیر متابولیسم پنتوز فسفات مشکل داشته است.



Reactions of the Pentose Phosphate Pathway: The first three reactions of the PPP are referred to as the oxidative portion and includes the reactions that yield NADPH. The non-oxidative reactions result in the rearrangement of the carbon skeletons of numerous carbohydrates. G6PDH: glucose-6-phosphate dehydrogenase. PGLS: 6-phosphogluconolactonase. PGD: 6-phosphogluconate dehydrogenase. RPE: ribulose-5-phosphate 3-epimerase. RPIA: ribose-5-phosphate isomerase


### تست مولیش (Molisch's Test)

تست مولیش يك تست عمومي براي تمام قند ها (General test) است. كربوهیدرات ها در مجاورت با اسيد هاي قوي دهيدراته مي شوند كه سبب به وجود آمدن تركيباتي به نام فورفورال ها (furfural) و مشتقات آن ها مي شود، اين تركيبات با آلفا نفتل كمپلكس رنگي ايجاد مي كنند.




### روش انجام کار:

۱. مقدار ۲ml از هر نمونه در لوله هاي آزمایش بریزید.
۲. مقدار ۵۰۰µl تركيب مولیش به هر لوله اضافه کنید.
۳. مقدار ۲ml اسيد از كناره لوله به آرامي اضافه کنید.




### تست سيلوانف (Seliwanoff's Test)

سيلوانوف يك تست تشخيصي آلدوزها از كتوزها است. كتوزها در مجاوت اسيدهاي رقيق سريع تر دهيدراته مي شوند با توجه به زمان توليد و رنگ و كيفيت آنها از آلدوزها قابل تميز هستند.




### روش انجام کار:

۱. مقدار ۱ml از هر نمونه در لوله های آزمایش بریزید.
۲. مقدار ۲ml ترکیب سیلوانوف به هر لوله اضافه کنید.
۳. به مدت ۱-۲ دقیقه در حمام آب جوش قرار دهید.
۴. به رنگ قرمز توجه کنید.



### تست بیال (Bial's Test)

تست بیال یک روش مفید برای تشخیص قندهای پنتوز از هگزوز است. پنتوزها در اسید ملایم فورفورال تشکیل می دهند که در مجاورت اورنيسول متراکم شده در محیط حاوی یون فریک در محیط الکلی کمپلکس رنگی تولید می کند.




### روش کار:

۱. مقدار ۲ml از هر نمونه در لوله های آزمایش بریزید.
۲. مقدار ۲ml معرف بیال به هر لوله اضافه کنید.
۳. در حمام آب جوش قرار دهید.
۴. تا ۲ لایه مجزا و کمپلکس رنگی را ببینید




### تست بندیکت (Benedict Test)

تست بندیکت برای تشخیص قندهای احیا کننده صورت می پذیرد و تنها قندهایی در این تست جواب می دهند یکه یک انتهای احیا کننده داشته باشند. اساس تست حضور یون مس در محیط است که در صورت احیا کننده بودن محیط احیا شده و رنگ یا رسوب ایجاد میکند.




#### روش کار:

۱. مقدار ۲ml از هر نمونه در لوله های آزمایش بریزید.
۲. مقدار ۲ml معرف بندیکت به هر لوله اضافه کنید.
۳. در حمام آب جوش قرار دهید.



### تست بارفورد (Barford's Test)

این تست جهت تشخیص مونوساکاریدها از سایر قندها استفاده میشود. و اساس آن خاصیت احیا کنندگی مس توسط مونو ساکاریدهاست در حالی که دی ساکاریدها این قدرت را ندارند.



#### روش کار:

۱. مقدار ۱ml از هر نمونه در لوله های آزمایش بریزید.
۲. مقدار ۲ml معرف بارفورد به هر لوله اضافه کنید.
۳. در حمام آب جوش قرار دهید.

جدول را تکمیل کنید. (می تواند بیش از یک جواب داشته باشد)

	آنزیمی که مشکل دارد.
X1	
X2	
X3	
X4	

نمودار درختی برای شناسایی قندها رسم کنید.

## اندازه گیری گلوکز ادرار

یک نمونه ادرار بیمار در اختیار شما قرار گرفته است. با استفاده از روش آنزیمی مقدار گلوکز موجود در نمونه را اندازه بگیرید. و با توجه به مقادیر جذب استاندارد گلوکز غلظت گلوکز را محاسبه کنید.

روش کار:

مقادیر داده شده در هر ردیف را در یک کووت ریخته و سپس ۲۰ دقیقه منتظر می ایستیم. مقدار جذب را با کمک مسئول آزمایشگاه می خوانید. به عنوان نمونه بلنک به جای گلوکز آب بریزید.

آنزیم	گلوکز
۱۸۰۰	۲۰۰

مقادیر استاندارد:

OD	Glu (mg/ml)
0.000	0.00
0.070	0.05
0.143	0.10
0.261	0.20
0.521	0.40

معادله خط را محاسبه کرده و منحنی استاندارد را رسم کنید و سپس مقدار غلظت گلوکز را مشخص کنید.